

Presse hydraulique LC-I 15 T



Cette presse à pastiller 15 Tonnes pour FT-IR est recommandée pour la réalisation de pastilles KBr 13 mm.

Cette presse hydraulique de laboratoire offre un excellent rapport qualité prix. Relativement compacte cette presse économique mais de conception robuste, permet de réaliser des pastilles KBr de qualité sans effort grâce à son levier amovible.



Comprend un écran de protection transparent la rendant sûr pour une utilisation dans un environnement de laboratoire. Jusqu'à 15 tonnes de pression.

Facile et pratique à utiliser grâce à sa grande ouverture et son design relativement ergonomique.

Cette presse à pastiller est disponible également avec un KIT comprenant un moule 13 mm avec prise pour vide.



Références !

Presse 15T : LCI-15R-PRESS

Kit moule 13 mm : LCI-8446-2

JASCO

JASCO France
17 Rue des Cerisiers
91090 Lisses - France

Tél. 01 64 97 09 60 Fax: 01 85 09 90 76
email: jascofrance@jascofrance.fr