

# Presse HP-Mini

La petite presse hydraulique HP-mini pour les pastilles KBr est compacte et dispose d'un excellent rapport qualité prix.

Mini presse robuste adaptée pour la préparation de pastilles KBr de 7 mm ou 5 mm avec des moules à piston.


P max recommandée: 2 Tonnes

Vitre de protection

Jauge de force intégrée 3 Tonnes

Faibles dimensions, 150x250x300H mm

Réf : LCI-HP-MINI



Avec Kit moule haute dureté 5 mm P max 4 T.  
en option ( Réf 54KB500M-H )

