

Moule à pastiller 13mm



Moule pour pastille KBr 13mm

Caractéristiques


Moules en acier SS 316.

Économiques et robustes, les moules à pastiller avec prise pour vide JASCO France offrent le meilleur rapport qualité prix et permet la réalisation de pastilles KBR de qualité 13mm.

Ce moule 13mm facile à démonter, utilise un piston cylindrique et une enclume 13 mm avec une face poli miroir.

Le Kit moule 13 mm comprend un coffret en bois.

La pression maximum d'utilisation est de 10 T.



Références



Moules d'autres dimensions sur demande

	Référence
Kit moule 13mm	LCI-13mm-Dye
Kit moules d'autres dimensions jusqu'à 100 mm (5mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 37 mm, 40 mm, 60mm et custom	Sur demande

JASCO France
ZI de l'Eglantier
17 rue des Cerisiers
91090 LISSES

Site web : www.jascofrance.fr
Mail : jascofrance@jascofrance.fr
Tél : 01.64.97.09.60
Fax : 01.85.09.90.76